

Incubadora de Temperatura Constante con Pantalla Táctil



Puerta de doble capa (tipo D)



Puerta con ventana de visualización de vidrio (tipo G)

Accesorios estándar:

Accesorios opcionales:



Puerto de prueba



Soporte base



Rueda de nivelación



Lámpara UV

Introducción:

La incubadora de temperatura constante proporciona un control estable de la temperatura y puede ajustar con precisión la temperatura dentro de un cierto rango de temperatura para satisfacer diferentes necesidades experimentales.

Aplicaciones:

Este producto puede utilizarse para investigación científica, como almacenar cepas y cultivos biológicos en laboratorios e instituciones de investigación científica, colegios y universidades, biología y agricultura.



Características:

- * Gran pantalla táctil LCD.
- * Cámara de acero inoxidable, fácil de limpiar.
- * Tipo D: con puerta interior de vidrio.
- * Tipo G: con ventana de visualización.
- * Calibración de temperatura en múltiples etapas, menor desviación de temperatura en diferentes rangos de temperatura.
- * Diseño de partición antideslizante, espaciado ajustable, flexible y conveniente.
- * Puerto de prueba estándar en el lateral de la caja para detección y calibración.
- * Alarma de sobretemperatura, sistema de limitación de temperatura independiente, protector contra corriente de fuga y sobretensión.

Parámetros técnicos:

Modelo	BJPX-H54BK(D/G)	BJPX-H88BK(D/G)	BJPX-H160BK(D/G)	BJPX-H200BK(G)	BJPX-H270BK(D/G)
Capacidad	54L	88L	160L	200L	270L
Sensor de temperatura	PT100				
Rango de temperatura	RT+5~85°C				
Fluctuación de temperatura	±1°C (@37°C)				
Uniformidad de temperatura	±2°C (@37°C)				
Precisión de temperatura	0.1°C				
Rango de tiempo	0~999h o continuo				
Pantalla	Pantalla táctil LCD				
Alimentación eléctrica	AC 220V, 50/60Hz(Estándar); 110V, 50/60Hz(Opcional)(Tipo G: transformador externo)				
Consumo de energía	345W		495W	645W	
Estantes	2 unidades				
Accesorios estándar	Estante, puerto de prueba				
Accesorios opcionales	Rueda de nivelación, estante, lámpara UV				
Tamaño interno (A*P*H)	395*364*396mm	500*360*500mm	558*518*600mm	598*548*638mm	665*600*720mm
Tamaño externo (A*P*H)	D tipo: 536*588*681mm	D tipo: 650*573*763mm	D tipo: 718*732*890mm	725*809*830mm	D tipo: 831*824*1037mm
	G tipo: 522*626*587mm	G tipo: 627*621*689mm	G tipo: 686*779*790mm		G tipo: 791*869*912mm
Tamaño de embalaje (A*P*H)	D tipo: 670*630*850mm	D tipo: 750*660*955mm	D tipo: 825*830*1060mm	830*865*990mm	D tipo: 930*900*1200mm
	G tipo: 630*715*750mm	G tipo: 835*710*850mm	G tipo: 790*865*960mm		G tipo: 900*945*1075mm
Peso bruto	D tipo: 62kg	D tipo: 72kg	D tipo: 100kg	89kg	D tipo: 115kg
	G tipo: 49.5kg	G tipo: 58.5kg	G tipo: 82kg		G tipo: 102kg